

110年 生活物理 實驗演示 高中同學 實驗演示說明




醫療的物理

實驗名稱:

1. 用手機測量心跳和心電圖。

實驗原理:

血液對光線的吸收度、光線的反射、皮膚和組織的透光性、傳統心電圖的量測。



實驗器材:

手機、app Cardiio。

實驗步驟:

- 1. 用手機下載APP " Cardiio " 。
- 2. 打開APP,將手指放置鏡頭上,點選開始鈕,並壓緊直到檢測完 畢。
- 3. 紀錄心跳、截取脈搏的圖形,並按下保存鍵。
- 4. 解釋其物理原理。
- 5. 了解傳統心電圖的量測方式。
- 6. 研讀以及解說Apple Watch如何測量心電圖。

府帶 电极 监护仪

檢驗項目:

- 1. *影片為橫向拍攝、有字幕。影像清晰,有使用麥克風錄音。
- 2. *影片中有自製《原理講解圖板》。
- 3. 影片中要講解血液對光線吸收度的原理。
- 4. 影片中要講解手機為何可以測脈搏。
- 5. 影片中要解釋傳統心電圖要怎麼量測。
- 6. 影片中要解釋心電圖中 P、Q、R、S 波形起伏的原因。
- 7. 影片中要解釋Apple Watch 如何測得心電圖。
- 8. *影片中有說明這一組的創意或創新。



110年 生活物理 實驗演示 高中同學 實驗演示說明



醫療的物理

實驗名稱:

2.用手機檢測各項能力及大腦年齡

實驗原理:

評估各項能力之值,最後推得大腦年齡。



實驗器材:

手機、app 天天腦鍛錬。

實驗步驟:

- 1. 用手機下載APP "天天腦鍛鍊"。
- 2. 打開APP,點選綜合測試。
- 3. 開始進行測試。
- 4. 完成6項測驗。
- 5. 等待系統評估你的腦年齡。

檢驗項目:

- 1. *影片為橫向拍攝、有字幕。影像清晰,有使用麥克風錄音。
- 2. *影片中有自製《原理講解圖板》。
- 3. 影片中要呈現出觀察力有變好的情形。
- 4. 影片中要呈現出記憶力有變好的情形。
- 5. 影片中要呈現出判斷力有變好的情形。
- 6. 影片中要呈現出直感力有變好的情形。
- 7. 影片中要呈現出計算力有變好的情形。
- 8. 影片中要呈現出反應力有變好的情形。
- 9. 簡易說明這款遊戲令你生活有甚麼改變。
- 10.*影片中有說明這一說的創意或創新。



國立中山大學 物理系生活物理演示 服務市民



醫療的物理

行動演示-1:自製低週波治療器

高中生準備事項:手機下載

app(frequency sounds generator)

利用<mark>變壓器</mark>連接手機輸出交流電,達 到刺激皮膚及肌肉的效果,它是一個 高電壓低電流的電路。



行動演示-3:手機 app(Heart rate monitor)(cardiac diagnose)

高中生準備事項:以手機的閃光燈, 利用人體的皮膚可以讓光穿透的特性,測量人體的心律和心跳。



行動演示-2:模擬內視鏡

以模擬的內視鏡頭演示醫療用內視鏡之原理及物理意義,光纖讓光可以在 彎曲的光路中前進,利用光學全反射 原理,利用的光得以照到胃,再透過 影像輸出到手機螢幕。



行動演示-4:手機 app(反應力檢 測、視力檢測、睡眠監控)

高中生準備事項:以手機的 app 進行 人體健康檢查,利用手機的感測器, 測量人的身體狀況。





國立中山大學 物理系生活物理演示 服務市民



醫療的物理


帳篷演示-1:市售低周波

高中生準備事項:以低周波治療器對人體進行物理治療,利用高電壓、低電流不停的變化,造成肌肉收縮,達到舒緩局部肌肉。



帳篷演示-2:腦波儀

高中生準備事項:以腦波儀之儀器測量人類大腦發出的各種腦波,達到測量情緒反應的效果。





帳篷演示-3:心電圖

高中生準備事項:以自製的心率測量 儀器,將心臟跳動放出的波形呈現在 電腦,並了解其物理意義。



帳篷演示-4:體脂計

高中生準備事項:以市售體脂計測量 人體體脂,利用低電壓、低電流來傳 遞到你的全身,它本身就是一台 AC 電表,因為水是導電的,脂肪是不導 電的,所以如果導電率越低,代表體 之越高。



演示實驗教學 醫療的物理

心跳和血氧檢測

實驗內容:利用手機 app 來測量自己的一分鐘心跳次數及血液中的氧氣濃度

實驗器具:手機測心跳和血氧的 app(ex)

實驗步驟:打開測心跳和血氧的 app, 此時手機鏡頭會打光, 將手指放在鏡頭上, 等一段時間後, 上面會顯示自己的一分鐘心跳次數及血液中的氧氣濃度, 將這些

數值與正常範圍值比較看自己的身體狀況.

睡眠監控

實驗內容:利用手機 app 了解自己的睡眠品質

實驗器具:手機睡眠監控的 app(ex:sleep monitor)

實驗步驟:打開睡眠監控的 app, 設定完放在床上, 隔天起來觀看結果.

反應力檢測

實驗內容: 利用手機 app 測試自己的反應力實驗器具:手機測反應力的 app(ex:Fastest)

實驗步驟:依不同app而有不同,舉Fastest為例,分別在螢幕變黃,手機發出震動,

蜘蛛掉下來時點擊螢幕, app 會記錄每次的反應時間加總.